

CALIBRAZIONE:


-rotazione via software di 90°

-Calibrazione solo su piano bidimensionale

MOTIVO:

L'ottica "aperta" introduce più angoli nella visuale mentre il piano di riferimento per la videoanalisi è unico e lineare, ruotando la telecamera questa problematica si riduce e il piano di riferimento (nel verso di rilevazione) diventa ben definito.

L'altezza è inutile con questa visuale e viene comunque percepita sbagliata dalla tlc.




MASCHERAMENTO

Creazioni di 2 corridoi di passaggio definiti

MOTIVO

L'algoritmo di videoanalisi tende a racchiudere l'area analizzata nell'area sensibile; con le 2 corsie sensibili e tracciando il baricentro dell'oggetto riusciamo a analizzare evitando quasi completamente il raggruppamento di 2 persone che passano parallelamente.



TRACCIAMENTO STANDARD

MOTIVO

Il tracciamento standard non cerca l'altezza dell'oggetto per separare e classificare i blob e quindi il carrello più persona risulta un blob/oggetto unico.

HOME

INGRESSO

USCITA

192.168.6.163

192.168.6.164

FLEXIDOME IP 3000i

FLEXIDOME IP 3000i

Generale

Telecamera

Registrazione

Allarme

VCA

Interfaccia

Rele

Assistenza

Funzionamento principale

Rilevazione antimanomissione

Attività

Creazione metadati

Ispezione metadati

Creazione metadati

Parametri di tracciamento

Modalità tracciamento

Rilevamento oggetti

Tracciamento standard

Tracciamento 3D

Tracciamento 3D persona

Modalità museo

Area oggetto [m²]

Min

Max

Separazione disturbi

0.1

5

Off

2 dispositivi complessivi

2 dispositivi visibili

1 dispositivi selezionati

DB locale

07.01.0136.0

ATTIVITA DI VIDEOANALISI

HOME

INGRESSO

USCITA

192.168.6.163

192.168.6.164

FLEXIDOME IP 3000i

FLEXIDOME IP 3000i

Generale

Telecamera

Registrazione

Allarme

VCA

Interfaccia

Rele

Assistenza

Funzionamento principale

Rilevazione antimanomissione

Attività

Creazione metadati

Ispezione metadati

Configurazione attività

INGRESSO

INGRESSO: 1280

2 dispositivi complessivi

2 dispositivi visibili

1 dispositivi selezionati

DB locale

07.01.0136.0